

Gerenciamento Simplificado de Dados Software EasyDirect™ Balance



Coleta automática de dados

Colete dados de pesagem de até 10 balanças via Ethernet, USB-C ou RS232. Reduza os erros de transcrição manual, economize tempo e armazene dados com segurança.



Gerenciamento eficiente de resultados

Analise os resultados e filtre-os por data, instrumento, usuário ou amostra com facilidade. Visualize os resultados em gráficos para avaliar metas e faixas de tolerância, e gere estatísticas para uma análise eficiente de tendências e produção.



Geração e exportação fáceis de relatórios

Gere relatórios simples e claros dos resultados de pesagem. Exporte dados para o PC em vários formatos (XML, CSV, XLSX ou PDF) ou imprima em uma impressora conectada à rede.



Visão geral simples do instrumento

Ao mostrar informações de status de ajuste, teste e manutenção, o EasyDirect Balance oferece uma visão geral operacional e simples de todos os instrumentos conectados.



Processamento Facilitado dos Dados de Pesagem

Conecte as balanças ao software EasyDirect Balance para PC e melhore o gerenciamento e o processamento dos dados. A instalação e a configuração são simples e rápidas, e a operação é intuitiva.

O fácil gerenciamento de dados ajudará a melhorar a eficiência das tarefas de pesagem. Com o EasyDirect Balance, é possível coletar dados de pesagem de maneira automática, facilitando a criação de relatórios, a visualização de resultados em gráficos de controle, a apresentação de estatísticas e uma visão geral clara da condição das balanças.

Faça o download da versão de avaliação de 45 dias em:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Descrição técnica

Instrumentos Compatíveis	MS-TS, ML-T ¹⁾	MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE
Conectividade	Ethernet, RS232	RS232, USB-C
Coleta de Dados		
Informações da Balança		
Informações básicas da balança	•	•
Nível, ajuste, teste e status de manutenção	•	
Uso da balança	•	
Dados de Pesagem		
Aplicativos compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> Pesagem, contagem, pesagem em percentual, pesagem com fator Controle de peso, pesagem dinâmica, formulação, totalização, repesagem, pesagem diferencial, densidade 	•
Peso, unidade, data/hora, IDs da amostra e da tarefa	•	•
Valor desejado e tolerâncias	•	
Nome do usuário	•	
Resultados e parâmetro específicos do aplicativo	•	
Número Máximo de Vídeos	Até 10 balanças	
Formatos de Relatório	XML, CSV, XLSX e PDF	
Banco de Dados	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
Requisitos de PC	Sistemas operacionais: Windows 10 e 11	
Proteção	Proteção por senha de configurações e resultados	
Idiomas	Alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, húngaro, inglês, italiano, japonês, neerlandês, polonês, português, russo, tcheco e turco	
Números dos Materiais	30539323 EasyDirect Balance (licença para até 3 instrumentos) 30540473 EasyDirect Balance (licença para até 10 instrumentos)	

¹⁾ Funcionalidade completa apenas via Ethernet



Grupo METTLER TOLEDO
 Pesagem em Laboratório
 Contato local: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

Para obter mais informações

Sujeito a alterações técnicas
 © 03/2024 METTLER TOLEDO. Todos os direitos reservados
 30610030B
 Group MarCom RITM1159092 MB/JK/NM